



PREDEC® VIEW ANÄSTHESIE

Das übersichtliche PDMS für den gesamten perioperativen Prozess.





PREDEC® VIEW ANÄSTHESIE

DAS PDMS FÜR DEN PERIOPERATIVEN PROZESS

PREDEC® VIEW ANÄSTHESIE übernimmt nicht nur die komplette elektronische Dokumentation in allen Anästhesiebereichen, sondern unterstützt den Anästhesisten im gesamten perioperativen Ablauf: von der Prämedikation über den intraoperativen Narkoseverlauf und den Aufwachraum bis hin zur postoperativen Visite. Durch die Anbindung an alle relevanten medizinischen Geräte werden sämtliche Daten zeitsparend, automatisch und kontinuierlich in das System übernommen, sodass alle wichtigen Informationen jederzeit verfügbar sind. Darüber hinaus können diese einfach und unkompliziert in die Dokumentation weiterer Klinikbereiche übergeben werden.

EINFACHE UND ÜBERSICHTLICHE DARSTELLUNG

Wir haben den Anspruch, dass Technologie dem Menschen dienen soll – und nicht umgekehrt.

Daher überzeugt PREDEC® VIEW ANÄSTHESIE, wie alle unsere PREDEC® Produkte, durch seine übersichtliche Darstellung und die einfache und intuitive Bedienung.

PREDEC®
VIEW ANÄSTHESIE

LÖSER



Ihre Vorteile

DOKUMENTATION DES GESAMTEN PERIOPERATIVEN VERLAUFS

- ✓ Präoperative Visite
- ✓ Intraoperativer Verlauf
- ✓ Aufwachraum
- ✓ Postoperative Visite
- ✓ Qualitätsmanagement und Evaluation

UNTERSTÜTZUNG DES ANÄSTHESISTEN BEI DER TÄGLICHEN ARBEIT

- ✓ Automatische Datenübernahme der Medizintechnik (Hämodynamik, Beatmung, Labor)
- ✓ Warnungen bei bekannten Risiken und Problemen (z. B. Allergien, schwieriger Atemweg)
- ✓ Hilfe bei der Dosierung von Medikamenten (Berechnung von Laufzeiten, Warnung bei Fehldosierungen, Medikamenteninfos)
- ✓ Per Mausclick verfügbare Protokolle von Vornarkosen
- ✓ Automatische Datenübernahme (Vornarkosen, ITS, Stammdaten)
- ✓ Integration von SOPs und Leitlinien
- ✓ Einfache Erfassung von Chargennummern bei Blutprodukten (mittels Scanner)
- ✓ Bereichsübergreifende Dokumentation (Übergabe der Daten an die Intensivdokumentation zur postoperativen Patientenbefragung)
- ✓ Zeitersparnis bei der Dokumentation

QUALITÄTSMANAGEMENT UND AUSWERTUNG

- ✓ Erfassung aller Daten des Kernsatzes Anästhesie
- ✓ Umfassende Auswertungsfunktionen und Saalstatistiken
- ✓ Erfassung aller Leistungen aus dem Facharztkatalog

Grundfunktionen

MEDIKATION

- Vorbelegbare Therapiepakete für Medikamente
- Importfunktion für hausinterne oder externe Medikamentendatenbanken
- Eingabehilfe für Medikations- und Narkoseprofile zur einfachen und zeitsparenden Dokumentation

KODIERUNG

- Diagnosen und OP-Schlüssel (ICD/OPS)
- Kennzeichnung abrechnungsrelevanter Parameter

SONSTIGE FEATURES

- Arztbrief und Übergabebericht
- Einfache Anästhesieverlaufsbeobachtung (AVB)
- Leistungserfassung
- Daten in allen PREDEC® VIEW Modulen verfügbar
- Schnelle und sichere Erfassung durch direkte, sofortige Plausibilitätsprüfung der Eingaben

Technik

HARDWARE

- Eingabe und Anzeige der Daten über herkömmliche PC-Arbeitsplätze, Touchscreendisplays oder Tabletgeräte
- Geringer Installationsaufwand

SOFTWARE

- Webbasierte Software
- Schneller und sicherer Zugriff von allen Arbeitsplätzen

GERÄTEANBINDUNG

- Schnittstelle zur Übernahme der Messwerte aus den Anästhesiegeräten, Überwachungsmonitoren, Beatmungsgeräten, BGA etc.
- HL7-Schnittstelle zur Übernahme der Patientenstammdaten
- Schnittstelle für Datenübernahme aus dem Laborsystem

WARTUNG

- Remote-Wartung durch LÖSER Medizintechnik
- Kein Klinik-Administrator notwendig

LÖSER MEDIZINTECHNIK – WIR GEBEN KOMPLEXEN PROZESSEN STRUKTUR

Klinische Informations- und Managementsysteme gibt es viele. Wir haben mit der PREDEC® Produktfamilie ein einzigartiges, modular aufgebautes PDMS entwickelt, das einen echten Mehrwert für den Klinikalltag bietet.

Alle Module bereiten komplexe Informationen so auf, dass sie schnell erfassbar, gut zu verarbeiten und leicht zu beherrschen sind. Damit leisten wir einen Beitrag zur besseren Patientenversorgung, zur Entlastung der Mitarbeiter und zum wirtschaftlichen Erfolg der Klinik.

SPRECHEN SIE UNS AN

Wenn Sie nähere Informationen zu PREDEC® VIEW ANÄSTHESIE oder zu unserer gesamten Produktpalette möchten, sprechen Sie uns einfach an. Gerne schicken wir Ihnen unsere Produktbroschüre zu und vereinbaren mit Ihnen einen individuellen Präsentationstermin in Ihrem Haus.

✓ **LÖSER Medizintechnik GmbH**
Kantstraße 2
04275 Leipzig

Telefon +49 341 8709909-10
Fax +49 341 8709909-99

info@loeser-med.com
www.loeser-med.com