




## Das PDMS für die Intensivstation

Das PDM-System für den Einsatz auf Intensivstationen bietet einen vollständigen, elektronischen Wachbogen, der die Papierdokumentation überflüssig macht. Pflege- und Medikationsplanung sowie medizinische Anordnungen können einfach hinterlegt werden und die automatische Datenübernahme sowie die Bilanzierungsfunktion sparen wertvolle Zeit.

Die organbezogene Darstellung von Messwerten macht Zusammenhänge zwischen Messwerten unterschiedlicher Medizingeräte und Labordaten sofort sichtbar. Dabei werden alle Messwerte über die gesamte Liegezeit des Patienten gesammelt und lassen sich übersichtlich als Trend darstellen. Zudem erleichtert das System mittels eines halbautomatischen Scorings und der vollständigen Erfassung und Auswertung von z.B. Beatmungszeiten und Medikamentengaben die Abrechnung der Patientenbehandlung.

### Vorteile auf einen Blick

- Umfassende Pflegeplanung und -dokumentation
- Langzeittrendanalyse und -anzeige
- Organansichten
- Laboransichten
- Medikationsplanung und -dokumentation
- Wunddokumentation
- Automatische Bilanz
- Integrierte SOPs
- Vollständige Erfassung abrechenbarer Leistungen
- Druck und Export von Berichten
- Zertifizierung nach MDD Klasse IIa
- Webanwendungen



PREDEC® VIEW ITS gibt einen schnellen Überblick zu dem Patienten.

PREDEC® VIEW unterstützt Sie auch bei weiteren Prozessen: mit PREDEC® VIEW ANÄSTHESIE den gesamten perioperativen Prozess sowie mit PREDEC® VIEW IMC den Einsatz auf der Intermediate Care Station. Die Zusatzmodule PREDEC® VIGIL zur Früherkennung von kritischen Situationen und PREDEC® MIBI zur Resistenzerkennung ergänzen die intensivmedizinische Betreuung.

### 📍 Kontakt:

www.meierhofer.de | info@meierhofer.de  
www.meierhofer.at | info@meierhofer.at  
www.meierhofer-ag.ch | info@meierhofer-ag.ch



Löser Medizintechnik GmbH  
Kantstraße 2  
04275 Leipzig, GERMANY

